



## DESTRUCTOR AGUJAS ELÉCTRICO

La solución óptima para poder destruir las agujas con total garantía y evitarse el proceso caro y engorroso de la recogida de producto bio-peligroso.

# Destructor agujas eléctrico

Destructor de Agujas APS.

El producto está diseñado para destruir la aguja desechable de punción seca APS o acupuntura AGP, ampliamente utilizada en hospitales y clínicas y así evitar que se genere contaminación y ayuda a prevenir infecciones cruzadas causadas por agujas con residuos.

Este dispositivo puede derretir la aguja, convirtiendo el metal en polvo.

También tiene función esterilizadora.

Funciona con corriente alterna AC (110V-220V), sólo genera una pequeña cantidad de residuos y es sencillo de limpiar sin ningún contaminante.

Compacto, portátil y fácil de manejar.

Licencia producto propiedad de AGU-PUNT SL

El equipo combina el polo-plata y la baja tensión (CA  $\pm 7$  V) para convertir en polvo la aguja, en tal solo 3 segundos.

Ecológico. No produce ninguna contaminación, produce solamente un poco de desperdicios, estos desperdicios pasan a ser desecho común, ya que para destruir el metal el equipo induce temperaturas sobre él muy superiores a las que resiste cualquier organismo biopeligroso, siendo el proceso entero muy limpio.

Estos equipos sustituyen a los botes de recogida de productos biopeligrosos

DATOS DEL PEDIDO:

510314 Destructor de agujas eléctrico

Características Técnicas:

Puede destruir agujas punción seca, acupuntura e a. insulina (trabajando con la CA.)

Power: 220V/110V  $\pm 10\%$ , 50/60  $\pm 1$ Hz A.C. < 130VA

Medidas: 28.5x20x14.7 cm

Peso: 2.25 Kg.



PRIM

PRIM S.A. P. Industrial Nº1 Calle Yolanda González, 15. 28938 Móstoles - Madrid

telf: 91 334 24 00 info.fisioterapia @ prim.es

Delegaciones: Barcelona - Bilbao - La Coruña - Las Palmas - Madrid - Palma de Mallorca - Sevilla - Valencia



www.primphysio.es

R - 22 04 008 F R00